

CURATIVO EM DRENO

MATERIAIS	QUANTIDADE
Agulha 40x1,2mm ou 30x0,8mm	02
Clorexidina Alcoólica 0,2%	01
Clorexidina Degermante 2%	01
Gaze Estéril	05
Kit curativo (1 pinça Pean, 1 pinça Dente de Rato, 1 pinça Anatômica, 1 Tesoura, 1 Campo Médio)	01
Luva Estéril nº 6- 6,5- 7 -7,5- 8 e 8,5	01 de cada
Micropore	01
Soro Fisiológico 0,9% - 10 ml	01

CURATIVO EM DRENO

EPIs	QUANTIDADE
Avental de manga longa	01
Luva de Procedimento	01
Máscara Descartável Cirúrgica Simples	01
Óculos de Proteção	01
Touca Descartável	01